

INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCCIONES DE USO ISTRUZIONI PER L'USO

- EN** PURPOSE DESIGNED FOR IMPROVED BATHROOM SAFETY WITH A TEXTURED FINISH FOR EXTRA GRIP. ENSURE WALL IS LEVEL. DRILL THROUGH AT LEAST TWO OF THE BLANKED SCREW HOLES IN THE FIXING BRACKETS. ENSURE FIRM FIXING BEFORE EACH USE. CONSULT A TRADESMAN IF UNSURE ABOUT WALL FIXING - SIZE 10 WALL PLUGS RECOMMENDED FOR NORMAL BRICKWORK. IF MOVED, REFOLLOW ALL STEPS TO ENSURE SAFE USE. NOT RECOMMENDED FOR OUTDOOR USE, OR AREAS EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT.
- FR** CONÇU POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE LA SALLE DE BAIN AVEC UNE FINITION TEXTURÉE POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE. ASSUREZ-VOUS QUE LE MUR EST DE NIVEAU. PERCER AU MOINS DEUX DES TROUS DE VIS OBTURÉS DANS LES SUPPORTS DE FIXATION. ASSURER UNE FIXATION FERME AVANT CHAQUE UTILISATION. CONSULTER UN COMMERÇANT EN CAS DE DOUTE SUR LA FIXATION MURALE - CHEVILLES DE TAILLE 10 RECOMMANDÉES POUR LA MAÇONNERIE NORMALE. S'IL EST DÉPLACÉ, SUIVEZ TOUTES LES ÉTAPES POUR GARANTIR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ. NON RECOMMANDÉ POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR OU DANS DES ZONES EXPOSÉES À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.
- DE** ZWECK FÜR VERBESSERTE SICHERHEIT IM BADEZIMMER MIT EINER STRUKTURIERTEN OBERFLÄCHE FÜR ZUSÄTZLICHEN HALT. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE WAND EBEN IST. BOHREN SIE MINDESTENS ZWEI DER AUSGEBLENDETEN SCHRAUBENLÖCHER IN DEN BEFESTIGUNGSKLAMMERN DURCH. STELLEN SIE VOR JEDEM GEBRAUCH EINE FERTE BEFESTIGUNG SICHER. WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER, WENN SIE SICH BEZÜGLICH DER WANDBEFESTIGUNG NICHT SICHER SIND. WANDSTOPFEN DER GRÖÖE 10 WERDEN FÜR NORMALES MAUERWERK EMPFOHLEN. BEFOLGEN SIE BEI BEWEGUNG ALLE SCHRITTE ERNEUT, UM EINE SICHERE VERWENDUNG ZU GEWÄHRLEISTEN. NICHT FÜR DEN AUßENBEREICH ODER FÜR BEREICHE EMPFOHLEN, DIE DIREKTEM SONNENLICHT AUSGESETZT SIND.
- IT** SCOPO PROGETTATO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DEL BAGNO CON UNA FINITURA TESTURIZZATA PER UNA PRESA EXTRA. ASSICURARSI CHE IL MURO SIA A LIVELLO. PRATICARE ALMENO DUE DEI FORI PER VITI TRANCIATI NELLE STAFFE DI FISSAGGIO. GARANTIRE UN FISSAGGIO SALDO PRIMA DI OGNI UTILIZZO. CONSULTARE UN COMMERCIANTE IN CASO DI DUBBI SUL FISSAGGIO A MURO - TASSELLI DI MISURA 10 CONSIGLIATI PER LA NORMALE MURATURA. SE SPOSTATO, SEGUIRE NUOVAMENTE TUTTI I PASSAGGI PER GARANTIRE UN USO SICURO. NON CONSIGLIATO PER USO ESTERNO O AREE ESPOSTE ALLA LUCE SOLARE DIRETTA.
- ES** DISEÑADO CON UN PROPÓSITO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL BAÑO CON UN ACABADO TEXTURIZADO PARA UN AGARRE ADICIONAL. ASEGÚRESE DE QUE LA PARED ESTÉ NIVELADA. PERFORE A TRAVÉS DE AL MENOS DOS DE LOS ORIFICIOS CIEGOS PARA TORNILLOS EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN. ASEGÚRESE DE UNA FIJACIÓN FIRME ANTES DE CADA USO. CONSULTE A UN COMERCIANTE SI NO ESTÁ SEGURO ACERCA DE LA FIJACIÓN A LA PARED; SE RECOMIENDAN TACOS DE PARED DE TAMAÑO 10 PARA MAMPOSTERÍA NORMAL. SI LO MUEVE, SIGA TODOS LOS PASOS PARA GARANTIZAR UN USO SEGURO. NO RECOMENDADO PARA USO EN EXTERIORES O ÁREAS EXPUESTAS A LA LUZ SOLAR DIRECTA.



ASHBY SHOWER RAIL

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
EN FR DE IT ES




MAXIMUM USER WEIGHT
POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT PESO MASSIMO SOPPORTATO PESO MÁXIMO DEL USUARIO



EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW
FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS
DE JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN
IT QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL PRODUTTORE - DETTAGLI DI CONTATTO DI SEGUITO
ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN

Your ASHBY SHOWER RAIL was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



CLEANING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE REINIGUNGSANWEISUNGEN

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



PH 5 - 9

- EN** WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.
FR ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.
DE MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.
IT PULIRE CON UN PANNONON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA.
ES LÍMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

[gordonellis.healthcare](https://www.gordonellis.healthcare)
@EllisHealthcare



DESIGNED & MADE IN THE UK



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT

EC REP

AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA

MD

IFU-REF 6260/0121-1

PART REF 6260


VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

[gordonellis.healthcare](https://www.gordonellis.healthcare)
@EllisHealthcare





ASHBY SHOWER RAIL



DE ENTHALTENE TEILE:
1 X LEISTE 600 MM
1 X LEISTE 300 MM
2 X ENDHALTERUNG
2 X T'-HALTERUNG
1 X ECKHALTERUNG


EN INCLUDED PARTS:
1 X 600MM RAIL
1 X 300MM RAIL
2 X END BRACKET
2 X T BRACKET
1 X CORNER BRACKET

IT PARTI INCLUSE:
1 X BARRA DI 600 MM
1 X BARRA DI 300 MM
2 X STAFFE TERMINALI
2 X STAFFE A T
1 X STAFFE AD ANGOLO

FR PIÈCES INCLUSES:
1 X BARRE 600 MM
1 X BARRE 300 MM
2 X CONSOLES D'EXTRÉMITÉ
2 X CONSOLES EN T
1 X CONSOLE D'ANGLE


ES PARTES INCLUIDAS:
1 X ASIDERO DE 600 MM
1 X ASIDERO DE 300 MM
2 X PLACAS LATERALES
2 X PLACAS EN FORMA DE T
1 X PLACA DE ESQUINA

1




EN TURN THE BRACKETS OVER AND DRILL OUT AT LEAST TWO OF THE BLIND HOLES. UP TO 6 HOLES CAN BE DRILLED IN EACH BRACKET.
FR RETOURNEZ LES SUPPORTS ET PERCEZ AU MOINS DEUX DES TROUS BORGNES. HAUT À 6 TROUS PEUVENT ÊTRE PERCÉS DANS CHAQUE SUPPORT.
DE DREHEN SIE DIE HALTERUNGEN UM UND BOHREN SIE MINDESTENS ZWEI DER SACKLÖCHER HERAUS. OBEN IN JEDE HALTERUNG KÖNNEN BIS ZU 6 LÖCHER GEBOHRT WERDEN.
IT CAPOVOLGERE LE STAFFE E PRATICARE ALMENO DUE DEI FORI CIECHI. SU FINO A 6 FORI POSSONO ESSERE PRATICATI IN OGNI STAFFA.
ES DÉ LA VUELTA A LOS SOPORTES Y TALADRE AL MENOS DOS DE LOS AGUJEROS CIEGOS. ARRIBA SE PUEDEN PERFORAR HASTA 6 AGUJEROS EN CADA SOPORTE.

2




EN SNAP FIT THE GRAB RAILS TOGETHER.
FR ASSEMBLER LES BARRES D'APPUI.
DE DIE BEIDEN GRIFFLEISTEN DURCH AUFSCHNAPPEN MITEINANDER VERBINDEN.
IT COLLEGARE A SCATTO LE BARRE DI PRESA.
ES AJUSTE LAS BARRES DE ASIR DE GOLPE.

3




EN MARK THE WALL.
FR MARQUER LA PAROI.
DE MARKIERE DIE WAND.
IT FARE UN SEGNO SUL MURO.
ES HAGA UNA SEÑAL EN LA PARED.

4




EN DRILL THE HOLES IN THE WALL. TO DRILL HOLES IN CERAMIC, DRILL THROUGH MASKING TAPE STUCK TO THE TILE.
FR PERCEZ LES TROUS DANS LE MUR. POUR PERCER DES TROUS DANS LA CÉRAMIQUE, PERCEZ DU RUBAN DE MASQUAGE COLLÉ AU TUILE.
DE BOHREN SIE DIE LÖCHER IN DIE WAND. BOHREN SIE ZUM BOHREN VON LÖCHERN IN KERAMIK DURCH DAS KLEBEBAND, DAS AN DER FLIESE.
IT PRATICA I FORI NEL MURO. PER PRATICARE DEI FORI NELLA CERAMICA, TRAPANARE IL NASTRO ADESIVO ATTACCATO AL PIASTRELLA.
ES HAZ LOS AGUJEROS EN LA PARED. PARA PERFORAR ORIFICIOS EN CERÁMICA, PERFORE A TRAVÉS DE LA CINTA ADHESIVA PEGADA AL LOSETA.

5



EN PLUG THE WALL WITH APPROPRIATE WALL PLUGS. FIT THE GRAB RAIL. IF IN DOUBT SEEK ADVICE FROM A TRADESMAN.
FR BRANCHEZ LE MUR AVEC DES CHEVILLES APPROPRIÉES. MONTER LA BARRE D'APPUI. EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À UN COMMERÇANT.
DE VERSCHLIEßEN SIE DIE WAND MIT GEEIGNETEN STECKERN. HALTEGRIFF MONTIEREN. LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL VON EINEM HÄNDLER BERATEN.
IT COLLEGARE IL MURO CON I TASSELLI APPROPRIATI. MONTARE IL MANIGLIONE. IN CASO DI DUBBIO CHIEDERE CONSIGLIO A UN COMMERCIANTE.
ES ENCHUFE LA PARED CON ENCHUFES DE PARED ADECUADOS. ENCAJAR EN LA BARRA DE AGARRE. EN CASO DE DUDA, BUSQUE EL CONSEJO DE UN COMERCIANTE.

6



EN CHECK THE GRAB BAR IS SECURE AND STABLE.
FR VÉRIFIEZ QUE LA BARRE D'APPUI EST SÉCURISÉE ET STABLE.
DE ÜBERPRÜFEN SIE, OB DER HALTEGRIFF SICHER UND STABIL IST.
IT CONTROLLARE CHE LA MANIGLIA SIA SICURA E STABILE.
ES COMPRUEBE QUE LA BARRA DE APOYO ESTÉ SEGURA Y ESTABLE.