



GORDON
ELLIS
& CO

LEG-X FURNITURE RAISER

Welcome to your new Gordon Ellis product.
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE EC REP (EU CUSTOMERS) OR THE MANUFACTURER (UK & NON-EU CUSTOMERS) - CONTACT DETAILS OVER LEAF

FR TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENU LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES SUR LA FEUILLE

DE JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DEN GEBRAUCH ENTSTEHT, SOLLTE DEM EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN ÜBER BLATT

IT EVENTUALI INCIDENTI GRAVI CHE SI VERIFICANO DURANTE L'USO DEVONO ESSERE SEGNALATI AL EC REP - I DETTAGLI DI CONTATTO SULL'ANTA

ES CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE AL EC REP - DETALLES DE CONTACTO EN LA HOJA

PT QUALQUER ACIDENTE GRAVE QUE OCORRA ATRAVÉS DO USO DEVE SER RELATADO AO EC REP - DETALHES DE CONTACTO NA FOLHA

NL ELK ERNSTIG ONGEVAL DAT ZICH VOORDOET DOOR GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN DE EC REP - CONTACTGEGEVENS VIA BLAD

DK ENHVER ALVORLIG ULYKKE, DER OPSTÅR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC REP - KONTAKTOPLYSNINGER OVER BLAD

SE VARJE ALLVARLIG OLYCKA SOM INTRÄFFAR GENOM ANVÄNDNING SKA RAPPORTERAS TILL EC REP - KONTAKTINFORMATION ÖVER BLAD

NO ENHVER ALVORLIG ULYKKE SOM OPPSTÅR VED BRUK, SKAL RAPPORTERES TIL GORDON ELLIS & CO. - KONTAKTINFORMASJON OVER BLAD

FI KAIKISTA KÄYTÖN KAUTTA TAPAHTUVISTA VAKAVISTA ONNETTOMUUKSISTA TULISI ILMOITTA A EC REP - YHTEYSTIEDOT LEHDEN YLI

EL ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ EC REP - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ



SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:

EN FR DE IT ES PT NL DK SE NO FI EL




MAX
320 Kg
705 lbs




MAXIMUM USER WEIGHT PER SET OF 4	POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR PAR JEU DE 4	MAXIMALES BENUTZGERWEIGHT PRO SET VON 4
PESO MASSIMO SOPPORTATO PER SET DA 4	PESO MÁXIMO DEL USUARIO POR JUEGO DE 4	PESO MÁXIMO DE USO POR CONJUNTO DE 4
MAXIMUMGEWICHT VAN GEBRUIKER PER SET VAN 4	MAKS. BRUCERVÆGT PER SÆT PÅ 4	HÖGSTA ANVÄNDARVIKT PER SÄTT AV 4
MAKSIMUM BRUKERVEKT PER SETT AV 4	SUURIN KÄYTTÖPAINO 4 SARJASTA	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΠΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑ ΣΕΤ 4

Your LEG-X was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



13cm
INTERNAL



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY. ENGLAND DE74 2AT

EC REP

AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013
MALTA



MD

IFU-REF 6016/0920-2

PART REF 6016 + 6108

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare
@EllisHealthcare



- EN** LEG-X IS DESIGNED TO RAISE THE HEIGHT OF TABLES, CHAIRS, BEDS BY 75CM (3"), 10CM (4"), 12.5CM (5"). LEG-X ACCEPTS LEG DIAMETERS OF BETWEEN 3 - 5 CM (1.25" - 2"). LEG-X GRIPS SUFFICIENTLY TO ALLOW THE ITEM TO BE MOVED WITHOUT DAMAGING THE LEG. ENSURE EACH LEG IS RAISED TO THE SAME HEIGHT. ALWAYS CHECK FOR STABILITY IF FURNITURE IS MOVED. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR RISK ASSESSMENTS.
- FR** USE APENAS O ASSENTO PARA SANITÁRIOS EASY FIT COMO MOSTRADO. VERIFIQUE SE O ASSENTO ESTÁ SEGURO ANTES DE CADA USO. OS SUPORTES DEVEM SER AJUSTADOS PARA DAR UM ENCAIXE PERFEITO. VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O AJUSTE AINDA ESTÁ APERTADO. LEG-X EST PRÉVU POUR DES PIEDS AYANT UN DIAMÈTRE ENTRE 3 ET 5 CM. LEG-X ACCROCHE SUFFISAMMENT POUR PERMETTRE LE DÉPLACEMENT DU MEUBLE SANS RISQUE D'ABIMER LES PIEDS. ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE JAMBE EST ÉLEVÉE À LA MÊME HAUTEUR. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA STABILITÉ SI LES MEUBLES SONT DÉPLACÉS. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES.
- DE** LEG-X HEBT DIE HÖHE VON STÜHLEN, BETTEN, TISCHEN USW. UM 75 CM, 10 CM ODER 12,5 CM AN. LEG-X NIMMT BEINDUCHMESSER VON 3-5 CM AUF. LEG-X GREIFT GENÜGEND, DAMIT DER ARTIKEL OHNE BESCHÄDIGUNG DES BEINS ENTFERNT WERDEN KANN. STELLEN SIE SICHER, DASS JEDES BEIN AUF DIE GLEICHE HÖHE ANGEHOBEWEN IST. ÜBERPRÜFEN SIE IMMER DIE STABILITÄT, WENN MÖBEL BEWEGT WERDEN. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES EIGENTUMERS, EINE ERSTE UND REGELMÄßIGE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN.
- IT** I GAMBALETTI DI RIALZO LEG-X SONO STATI PROGETTATI PER AUMENTARE L'ALTEZZA DI SEDIE, LETTI, TAVOLI, ECC... DI 75 CM, 10 CM O 12,5 CM. I GAMBALETTI DI RIALZO LEG-X SONO PREDISPOSTI AD ESSERE INSTALLATI SU GAMBE CON DIAMETRI COMPRESI TRA 3 - 5 CM. I GAMBALETTI DI RIALZO LEG-X HANNO SUFFICIENTE PRESA DA CONSENTIRE LO SPOSTAMENTO DEI MOBILI SENZA DANNEGGIARNE LE GAMBE. ASSICURATI CHE OGNI GAMBA SIA SOLLEVATA ALLA STESSA ALTEZZA. CONTROLLARE SEMPRE LA STABILITÀ SE I MOBILI VENGONO SPOSTATI. È RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO EFFETTUARE UNA PRIMA E REGOLARE VALUTAZIONE DEI RISCHI.
- ES** LEG-X ESTÁ DISEÑADO PARA ELEVAR LA ALTURA DE SILLAS, CAMAS, MESAS, ETC., EN 75 CM, 10 CM O 12,5 CM. LEG-X ACOMODA DIÁMETROS DE PATA DE ENTRE 3 - 5 CM. LEG-X SE ACARNA LO SUFICIENTE PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL ARTÍCULO SIN DAÑAR LA PATA. ASEGÚRESE DE QUE CADA PIERNA ESTÉ LEVANTADA A LA MISMA ALTURA. SIEMPRE VERIFIQUE LA ESTABILIDAD SI SE MUEVEN LOS MUEBLES. ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES Y PERIÓDICAS.
- PT** A PERNA X DESTINA-SE A LEVANTAR A ALTURA DE CADEIRAS, CAMAS, MESAS, ETC., COM 75 CM, 10 CM OU 12,5 CM. A PERNA X ACEITA DIÁMETROS DE PERNAS ENTRE 3 E 5 CM. A PERNA X É SUFICIENTEMENTE APERTADA PARA PERMITIR QUE O ITEM SEJA MOVIDO SEM DANIFICAR AS PERNAS. CERTIFIQUE-SE DE QUE CADA PERNA SEJA ELEVADA À MESMA ALTURA. SEMPRE VERIFIQUE A ESTABILIDADE SE A MOBÍLIA FOR MOVIDA. É RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO INICIAL E REGULAR.
- NL** MET LEG-X KUNT U STOLEN, BEDDEN, TAFELS ENZ. 75 CM, 10 CM OF 12,5 CM VERHOOGEN. LEG-X KAN GEBRUIKT WORDEN VOOR POTEN MET EEN DIAMETER VAN 3 CM TOT 5 CM. LEG-X HEEFT VOLDOENDE GRIP OM HET MEUBELSTUK TE VERPLAATSEN ZONDER DE POTEN TE BESCHADIGEN. ZORG ERVOOR DAT ELKE POOT OP DEZELFDE HOOGTE WORDT GEBRACHT. CONTROLEER ALTIJD OP STABILITEIT ALS MEUBELS WORDEN VERPLAATST. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE RISICOBOORDELING UIT TE VOEREN.
- DK** LEG-X ER KONSTRUERET TIL AT HÆVE STOLE-, SENGE- OG BORDHØJDER OSV. MED 75 CM, 10 CM ELLER 12,5 CM. LEG-X KAN TÅGE BENDIAMETRE PÅ MELLEM 3 OG 5 CM. LEG-X GRIBER TILSTRÆKKELIG TIL AT MØBELET KAN FLYTTES UDEN AT BESKADIGE BENET. SØRG FOR, AT HVERT BEN HÆVES TIL SAMME HØJDE. KONTROLLER ALTID FOR STABILITET, HVIS MØBLER FLYTTES. DET ER EJERENS ANSVAR AT FORETAGE EN INDLEDENDE OG REGELMÆSSIG RISIKOVURDERING.
- SV** LEG-X ÄR KONSTRUERAT FÖR ATT ÖKA HÖJDEN PÅ STOLAR, SÅNGAR, BORD ETC MED 75, 10 ELLER 12,5 CM. LEG-X KAN TA BENDIAMETRAR PÅ MELLAN 3 OCH 5 CM. LEG-X GREPPAR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT MEDGE ATT FOREMÅLEN KAN FLYTTAS UTAN ATT MAN SKADAR BENET. SE TILL ATT VARJE BEN LYFTS TILL SAMMA HÖJD. KONTROLLERA ALLTID STABILITET OM MÖBLER FLYTTAS. DET ÄR ÄGARENS ANSVAR ATT GENOMFÖRA EN INLEDANDE OCH REGELBUNDEN RISKBEDÖMNING.
- NO** LEG-X ER DESIGNET FOR Å ØKE HØYDEN PÅ STOLER, SENGER, BORD OSV MED 75 CM, 10 CM ELLER 12,5 CM. LEG-X PASSER TIL EN BEINDIAMETER PÅ 3 TIL 5 CM. LEG-X HAR ET FAST NOK GREP TIL AT MØBELET KAN LYTTES UTEN AT BEINET SKADES. FORSIKRE DEG OM AT HVERT BEN ER HEVET I SAMME HØYDE. SJEKK ALLTID FOR STABILITET HVIS MØBLER FLYTTES. DET ER EIERENS ANSVAR Å FORETA EN INNLEDENDE OG REGELMESSIG RISIKOVURDERING.
- FI** LEG-X ON TARKOITETTU NOSTAMAAN TUOLIIEN, VUOTEIDEN, PÖYTIEN YMS. KORKEUTTA 75 CM:LLÄ, 10 CM:LLÄ TAI 12,5 CM:LLÄ. LEG-X KOROTTAJAAN MAHTUVAT LÄPIMITALTAAN 3 - 5 CM:N JALAT. LEG-X KOROTTAJAN OTE ON RIITTÄVÄN TIUKKA, JOTTA HUONEKALUA VOIDAAN SIIRTÄÄ VAHINGOITTAMATTA SEN JALKOJA. VARMISTA, ETTÄ KUKIN JALKKA ON NOSTETTU SAMALLE KORKEUDELE. TARKISTA AINA VAKAUS, JOS HUONEKALUA SIIRRETTÄÄN. OMAISTAJAN VASTUULLA ON SUORITTAÄ ALKU- JA SÄÄNNÖLLINEN RISKIARVIOINTI.
- EL** ΤΟ ΠΟΔΙ -X ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΕΚΛΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΤΛ. ΚΑΤΑ 75-CM, 10-CM Η 12,5-CM. ΤΟ ΠΟΔΙ -X ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 3 - 5 CM. ΤΟ ΠΟΔΙ -X ΔΙΝΕΙ ΑΡΚΗΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΟΔΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΠΟΔΙ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΨΟΣ. ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΛΗΝΟΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

1

i

**SELECT THE DESIRED HEIGHT
 SÉLECTIONNER LA HAUTEUR SOUHAITÉE
 DIE GEWÜNSCHTE HÖHE WÄHLEN
 SCEGLIERE L'ALTEZZA DESIDERATA
 SELECCIONE LA ALTURA DESEADA
 SELECCIONE A ALTURA DESEJADA
 SELECTEER DE GEWENSTE HOOGTE
 VÆLG DEN ØNSKED E HØJDE
 VÄLJ DEN ØNSKADE HÖJDEN
 VELG ØNSKET HØYDE
 VALITSE HALUAMASI KORKEUS
 ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΥΨΟΣ**

2

3

X4

4

**! TEST FOR STABILITY
 AUF STABILITÄT PRÜFEN
 PRUEBA DE ESTABILIDAD
 TEST FOR STABILITET
 TESTE DE ESTABILIDADE
 ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

**TEST DE STABILITÉ
 VERIFICA LA STABILITÀ
 TEST OP STABILITEIT
 TESTA FÖR STABILITET
 VAKAVUUSTESTI**

i

**CLEANING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
 REINIGUNGSANWEISUNGEN
 ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
 SCHOONMAAK INSTRUCTIES
 RENGØRINGSINSTRUKTIONER
 RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
 RENGJØRINGSINSTRUKSJONER
 PUHDISTUSOHJEET
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

PH 5 - 9

WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER
 ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE
 MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN
 PULIRE CON UN PANNONON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA
 LIMPIE CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA JABONOSA
 LIMPE COM UM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO
 AFNEMEN MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER
 AFTØR MED EN IKKE-SLIPENDE KLUD OG SÆBEVAND
 TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN
 PYYHI HIOVALLA LIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ
 ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΝΕΡΟ